


PRUEBA ANTIDOPING C/10PZA PARA DETECCIÓN DE COC-THC-ANF-BENZO-OPIO

DESCRIPCIÓN

Es una prueba rápida, cualitativa y altamente sensible que por principio de Inmunocromatografía es utilizada para la detección de Cocaína, Opiáceos, Marihuana (THC), Benzodiacepina, Metanfetamina y Anfetamina en orina humana.



Características	Especificaciones
Descripción abuso de droga	Anfetamina, Benzodiacepina, Cocaína, Marihuana
Muestra abuso de drogas	Orina
Presentación abuso de drogas	10 Piezas
Filtro 2024	BIO-DRUG; Multipanel; 6X1, Detección en multipanel para varios analitos
Tiempo y temperatura del ensaye	1-2 min. 15°C-30°C

Precauciones

- Almacénese a temperatura ambiente. No lo congele.
- Utilice la prueba estando a temperatura ambiente.
- No abra el sobre hasta el momento de hacer la prueba.
- No use la prueba después de la fecha de expiración.
- Deseche la prueba después de utilizarla.

993 634 2208

ventas@comercializadoraomega.com

www.comercializadoraomega.com

